

**Entendre le son d'où qu'il
viene et suivre le fil de la
conversation quel que soit
l'environnement sonore.**



Le logo Starkey, Starkey, Evolv et le logo Evolv sont
des marques de Starkey Laboratories, Inc.



www.starkey.fr

© 2021 Starkey Laboratories, Inc. Tous droits réservés. 12/21 BROC2942-00-FF-ST

evolv^{AI}

Système CROS/BiCROS
Conçu pour la surdité unilatérale



Avec Evolv AI,
les solutions pour
perte auditive
unilatérale
sont désormais
sans effort.

Combiné à notre technologie auditive la plus avancée et au son Starkey Sound™, notre système CROS/BiCROS vous permet d'entendre sans effort.

Certains modèles de la gamme Evolv AI sont proposés avec un système CROS/BiCROS sans-fil. Dotées de notre technologie de pointe qui offre un son pur et réaliste, ces aides auditives sont en parfaite adéquation avec votre mode de vie. Le système CROS/BiCROS Evolv AI améliore l'audibilité et la compréhension de la parole, afin que vous puissiez entendre et profiter du monde qui vous entoure.

Solutions CROS/BiCROS. Désormais disponibles avec Evolv AI.

Toujours active, toujours automatique et toujours sans effort, notre technologie auditive est conçue pour que vous profitiez des sons et moments importants de votre vie.



Facile à utiliser, le système CROS/BiCROS de Starkey, combiné à des modèles rechargeables ou à piles, offre le son Starkey Sound une technologie de pointe avec plus de 15000 ajustements automatiques par seconde.



CROS

Si votre audition est déficiente d'un côté et normale de l'autre, une solution CROS peut vous être bénéfique. Elle vous permet d'entendre, dans votre oreille saine, les sons émis du côté opposé.

Comment ça marche ?

Il existe désormais une solution pour les environnements sonores difficiles. Notre système CROS est doté d'un microphone qui capte les sons et les voix du côté de votre oreille malentendante et les transmet à l'écouteur placé dans votre oreille qui entend bien. Grâce à cette solution innovante, vous profitez des sons et moments importants de votre vie.



BiCROS

Si votre audition est nulle d'un côté et déficiente de l'autre, une solution BiCROS peut vous être bénéfique. Elle vous permet d'entendre les sons qui parviennent à votre oreille sourde ou quasi sourde ainsi qu'à votre oreille qui entend mieux.

Comment ça marche ?

Notre système BiCROS envoie le son capté par un microphone placé dans l'oreille qui n'entend pas ou très peu vers l'écouteur de l'aide auditive placé dans l'oreille qui entend mieux. Ce son peut être personnalisé selon votre perte auditive, ce qui vous permet d'entendre des deux côtés.

Votre audioprothésiste vous aidera à trouver la solution qui convient le mieux à vos besoins et à votre mode de vie.